



SKIN GRAFT

PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
Ostrze SGD	20	2203
Ostrze 1-segmentowe	10	9943
Ostrze 2-segmentowe	10	9944
Ostrze 3-segmentowe	10	9945
Ostrze SG3	20	2201
Ostrze Silvers	10	9942
Ostrze Major 158 mm	10	9940

Ostrza do przeszczepów skóry

Ostrza do przeszczepów skóry wykonane są ze stali nierdzewnej i są kompatybilne z nożami do przeszczepów skóry typu Braithwaite, Cobbett i Watson lub z rękojeściami o mocowaniach nr 3. Dostępne w opakowaniach po 10 lub 20 szt.



Ostrze SGD



Ostrze 1-segmentowe



Ostrze 2-segmentowe



Ostrze 3-segmentowe



Ostrze SG3



Ostrze Silvers



Ostrze Major 158 mm

RĘKOJEŚCI I SKALPELE DO PRZESZCZEPÓW SKÓRY

PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
Rękojeść Silvers	1	9911
Rękojeść Silvers Stainless	1	9912
Skalpel SGD	10	0527

SKIN GRAFT

PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
Rękojeść Watson	1	9903
Rękojeść Cobbett	1	9902
Rękojeść Braithwaite	1	9901
Zestaw Watson	1	9906
Zestaw Cobbett	1	9905
Zestaw Braithwaite	1	9904



Rękojeść Silvers



Rękojeść Silvers Stainless



Skalpel SGD



Zestaw Watson



Zestaw Cobbett



Zestaw Braithwaite