

JK SURGICAL



PRZEDSTAWICIEL FIRMY

Swann-Morton®



OSTRZE 10R

NIEZAWODNE
PRZY ZABIEGACH
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ



UNIKALNE



PRECYZYJNE



BEZPIECZNE

www.jksurgical.pl

OSTRZE 10R

W odpowiedzi na rosnącą popularność zabiegów medycyny estetycznej, brytyjski producent ostrzy i skalpeli chirurgicznych Swann-Morton zaprojektował **ostrze 10R**. Jego kształt i rozmiar zostały stworzone specjalnie z myślą o gabinetach kosmetycznych i klinikach medycyny estetycznej.

Dzięki unikalnemu kształtowi i wielkości, ostrze doskonale radzi sobie w trudno dostępnych partiach twarzy, gładko przesuwa się po skórze i precyzyjnie zbiera martwy naskórek wraz z niepotrzebnymi włoskami.



Ostrze ma zaokrągloną końcówkę, zapewnia szybką i bezpieczną pracę, zapobiega zadrapaniom i zacięciom oraz pozwala na precyzyjne wykończenie, pozostawiając skórę niezwykle gładką i odświeżoną. 10R cieszy się dużą popularnością m.in. przy dermaplaningu, a także w połączeniu z innymi zabiegami, np. peelingiem chemicznym, czy mikrodermabrazją.

Opakowanie zawiera 100 szt. ostrzy 10R ze stali nierdzewnej, pakowanych sterylnie w blistry foliowe z oznaczeniem kształtu i rozmiaru. Producentem ostrzy jest firma **Swann-Morton** z siedzibą w Sheffield w Wielkiej Brytanii.



Wyroby medyczne oznaczone
znakiem CE zgodnie
z Dyrektywą 93/42/EWG



JK SURGICAL
PRZEDSTAWICIEL FIRMY 

JK SURGICAL Sp. z o.o.
ul. Żłebowa 8, 60-115 Poznań
NIP: PL7790045100
REGON: 630178983

tel./fax +48 61 867 97 81
e-mail: biuro@jksurgical.pl
www.jksurgical.pl